



DMQ

Desinfectante de Superficies Inertes y Equipos Hospitalarios

DMQ es un desinfectante a base de amonio cuaternario de quinta generación que ha sido desarrollado para su uso en áreas no críticas de hospitales tales como: obstetricia, unidad de diálisis, hemodiálisis, zona de aislamiento, área de lavandería, área de enfermería, almacenes, vestidores, áreas administrativas, etc.

DMQ es adecuado para la desinfección y sanitización de áreas como: laboratorios clínicos, consultorios médicos, dentales, veterinarios y cosméticos y se puede utilizar en superficies inertes como pisos, paredes, puertas, encimeras, escaleras, techos, ventanas, vidrio, accesorios, equipamiento, mobiliario, artículos sanitarios, camillas, bañeras, sillas de duchas, etc.

DMQ es un producto bactericida y bacteriostático que actúa eficazmente sobre bacterias gram positivas y gram negativas, siendo probada su acción desinfectante frente a las bacterias: *Enterobacter cloacae*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus vulgaris*, *Acinetobacter baumannii*, *Salmonella enterica* ser. typhi, *Salmonella enterica* ser. Newport, *Citrobacter freundii*.

INSTRUCCIONES DE USO

- **Para limpieza y desinfección de superficies y equipos:**
Dilución 1:20 y 1:50: Use **DMQ** diluido con agua en una proporción de producto 01 parte a 20 y 50 partes de agua. (Preste atención al grado de carga orgánica en la superficie). Aplicar la solución de producto con un paño desechable, paño de microfibra, una esponja o con una toalla, dejar 5 minutos. Enjuagar si es necesario.
- **Para sanitización de áreas no críticas:**
Dilución 1: 100 dilución: Use **DMQ** diluido con agua a 1 parte de producto a 100 partes de agua. Aplicar la solución de producto con un paño desechable, paño de microfibra, una esponja o con una toalla, dejar actuar durante 10 minutos. Enjuagar si es necesario.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| • Aspecto | : Líquido translúcido rojo |
| • Olor | : Característico |
| • Densidad | : 0.98 - 1.01 g/ml a 24°C |
| • pH (Concentrado) | : 6.5 - 8 |
| • Porcentaje de sólidos en peso | : 3 - 5% |
| • Estabilidad en almacenamiento | : Mínimo 2 años a 24°C |

CERTIFICACIONES

- Aprobado para uso por el Departamento de Agricultura Estadounidense - USDA/NSF, categoría C1
 - Agencia de Protección Ambiental Estadounidense - EPA, Reg. N° 5741-20
-

AUTORIZACIÓN SANITARIA

- Autorización Sanitaria de Desinfectantes y Plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud pública (Nacional e Importado) **R.D N° 816-2014/DEPA/DIGESA/SA**
-

EMPAQUE

DMQ se comercializa en envases de polietileno de alta densidad en presentación de litro, galón, bidón de 5 galones, caneca de 20 galones y tambor económico de 55 galones.

Condiciones de almacenamiento: Mantener en envase original cerrado en lugar fresco y seco. Bidones y cilindros no apilables.

GARANTÍA

Métodos normalizados de producción y control de laboratorio, aseguran una calidad uniforme en cada lote de producto elaborado. Si tiene alguna insatisfacción con el desempeño del producto, no dude en comunicarse con su asesor en Spartan Chemical Perú.

Algunos productos pueden requerir una manipulación especial durante la aplicación. Asegúrese de leer la información técnica y la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) O LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.



**FICHA TÉCNICA
DMQ 2016**